


Producto **Dap Diphoterine ® 5000 ml**
Código **600101**

Descripción	Dap Diphoterine ® 5000 ml lavado de piel espray.	
Marca	Diphoterine ® Prevor	
Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
<p>Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para zonas sobre el 9% y hasta el cuerpo completo de superficie del cuerpo como: torso y abdomen, pierna completa, cuerpo completo.</p>		
Imagen referencial		
Características específicas Lis 50 ml Diphoterine®	Dimensiones	640 x 220 x 200 mm
	Cantidad	5 L
	Peso	11 kg
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Incluye Box plástico para protección y fijación mural
	Es Estéril	El contenido líquido esterilizado
	un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo médico clase 2
	Gas propulsor	Dióxido de carbono Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.
Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores.

<p>Ventajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fácil de activar. ▪ Formato Recargable ▪ Robusto tanque, Resistente a la corrosión ambiental. ▪ Útil para usar en cualquier lugar de la planta ▪ Fácilmente identificable y manejable. ▪ Utilización simple y lista para el uso. ▪ Permite una acción rápida. ▪ Solución estéril. ▪ Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. ▪ Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. ▪ Impermeable y compacto. ▪ Sin mantenimiento ni instalación particulares. ▪ Conforme a la norma EN 15154-4. ▪ Certificación CE.
<p>Protocolo de uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formato indicado para proyecciones en la piel, de sustancia química. ▪ En superficies de sobre el 9% hasta todo el cuerpo. ▪ Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. ▪ En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación. <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Características Diphoterine®</p>	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Máximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multivalente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico</p> <p>Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>