

Producto **Mini Dap Diphoterine ® 200 ml espray.**
Código **600107**

Descripción	Mini Dap Diphoterine ® 200 ml lavado de piel	
Marca	Diphoterine ® Prevor	
Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
<p>Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para zonas de hasta el 9% de superficie del cuerpo como: rostro y cuello, brazo completo, torso, etc.</p>		
Imagen referencial		
Características específicas Lis 50 ml Diphoterine®	Dimensiones	235 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	200 ml
	Peso	290 g
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
	Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.
Almacenamiento	Proteger de la intemperie y evitar golpes	
Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.

Ventajas

- Portátil, Ligero y compacto.
- Fácilmente identificable y manejable.
- Utilización simple y lista para el uso.
- Permite una acción rápida.
- El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo.
- Lavado suave sin presión y autónomo.
- Solución estéril.
- Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.
- Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.
- Impermeable y compacto.
- Sin mantenimiento ni instalación particulares.
- Conforme a la norma EN 15154-4.
- Certificación CE.

Protocolo de uso

- Formato indicado para proyecciones en la piel, de sustancia química.
- En superficies de hasta 9% de superficie.
- Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.
- En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.



Características Diphoterine®

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes
 Máximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.

Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.

No es toxico

Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.